


MEDIEVAC ES UN REGULADOR DE VACÍO MEDICINAL COMPACTO Y LIGERO QUE PERMITE AL USUARIO UN CONTROL SEGURO Y EFICIENTE DE ASPIRACIÓN

MEDIEVAC

- Peso compacto y ligero
- Mando de control on / o ergonómico con orientación horizontal
 - Manómetro giratorio de fácil acceso
 - El indicador giratorio facilita la lectura
 - Rápido y sencillo montaje de los accesorios
- Disponible con conexión directa a toma de pared o a través de un sistema de conexión a barra técnica.
- Hay tres versiones de ajuste de presión para cubrir todas las necesidades terapéuticas.



SISTEMA DE ASPIRACION

REGULADOR DE VACIO MEDIEVAC+



| Código | Descripción | Conexión de entrada |
|---------|---------------------|-----------------------|
| 0735103 | MEDIEVAC+ 250 | AFNOR G1/2 |
| 0735106 | MEDIEVAC+ 250 | BSI G1/2 |
| 0735116 | MEDIEVAC+ 250 | DIN G1/2 |
| 0735129 | MEDIEVAC+ 250 | FRO G1/2 |
| 0735130 | MEDIEVAC+ 250 | OXIFAR-N G1/2 |
| 0735102 | MEDIEVAC+ 600 | AFNOR G1/2 |
| 0735105 | MEDIEVAC+ 600 | BSI G1/2 |
| 0735131 | MEDIEVAC+ 600 | DIN G1/2 |
| 0735132 | MEDIEVAC+ 600 | FRO G1/2 |
| 0735133 | MEDIEVAC+ 600 | OXIFAR-N G1/2 |
| 0735101 | MEDIEVAC+ 1000 | AFNOR G1/2 |
| 0735104 | MEDIEVAC+ 1000 | BSI G1/2 |
| 0735115 | MEDIEVAC+ 1000 | DIN G1/2 |
| 0735135 | MEDIEVAC+ 1000 | FRO G1/2 |
| 0735136 | MEDIEVAC+ 1000 | OXIFAR-N G1/2 |
| 0735113 | MEDIEVAC+ 250 RAIL | AFNOR G1/2 |
| 0735112 | MEDIEVAC+ 600 RAIL | AFNOR G1/2 |
| 0735111 | MEDIEVAC+ 1000 RAIL | AFNOR G1/2 |
| 0735134 | MEDIEVAC+ 1000 RAIL | DIN G1/2 |
| 0735137 | MEDIEVAC+ 1000 RAIL | OXIFAR-N G1/2 |
| 0735110 | MEDIEVAC+ 250 | AFNOR+FRASCO+FILTRO |
| 0735109 | MEDIEVAC+ 600 | AFNOR+FRASCO+FILTRO |
| 0735108 | MEDIEVAC+ 1000 | AFNOR+FRASCO+FILTRO |
| 0735121 | MEDIEVAC+ 250 | NORDIC+FRASCO+FILTRO |
| 0735120 | MEDIEVAC+ 1000 | NORDIC +FRASCO+FILTRO |

* No incluye racor de salida.

RACOR DE SALIDA PARA MEDIEVAC+



| Código | Descripción |
|---------|---|
| 9425360 | Racor de salida G1/2" porta-manguera para Medievac+ (1 pieza) |
| 9432240 | Racor de salida G1/2" porta-manguera para Medievac+ (10 piezas) |

CARRO MEDIWAY EQUIPADO DE MEDI-EVAC, FRASCO RECOLECTORES Y PORTA-SONDA



| Código | Descripción |
|---------|---|
| K007218 | Carro Medi-way con 2 reguladores Medi-evac 1000 con frasco de seguridad + 2 frascos 2 litros + 2 porta-sondas |

MANÓMETRO DE AGUA SIMPLE AUTOCLAVABLE MEDI-DRAIN



| Código | Descripción |
|---------|-----------------------------|
| K290169 | 600 mm con conexión NF |
| K290171 | 1000 mm con conexión NF |
| K290170 | 600 mm con montaje al riel |
| K290172 | 1000 mm con montaje al riel |

ASPIRACIÓN POR VENTURI



| Código | Descripción |
|------------|---|
| 325197346P | Medi-eject 32 con entrada M10x1 |
| K006902 | Aspirador tipo Venturi MEDIAIR aire AFNOR con frasco 300 ml |



MANECILLA DE CONTROL DE VACÍO



| Código | Descripción |
|---------|---|
| K006968 | Manecilla de interrupción de vacío |
| K006975 | Manecilla de interrupción de vacío con manguera 1,8 m |
| K006976 | Manecilla de interrupción de vacío con manguera 2,7 m |

FLEXIBLES DE ASPIRACIÓN EN SILICONA

| Código | Descripción |
|--------------|---|
| M401009P | Tubo de aspiración en silicona 6x12 autoclavable a 134°C -18 min (€/metros : rollos de 25m) |
| 548900401083 | Tubo de aspiración en silicona 7x13 autoclavable a 134°C -18 min (€/metros : rollos de 25m) |
| M401007 | Tubo de aspiración en silicona 8x12 autoclavable a 134°C -18 min (€/metros : rollos de 25m) |
| M401010P | Tubo de aspiración en silicona 8x14 autoclavable a 134°C -18 min (€/metros : rollos de 25m) |

FRASCO DE SEGURIDAD MEDI-COLLECT 100 -134°C (0,1 LITRO)



| Código | Descripción |
|--------------|---|
| 548900291594 | Frasco MEDI-COLLECT 100 con tapa |
| 548900291595 | Frasco MEDI-COLLECT 100 con tapa y filtro |

PIEZAS DE RECAMBIO DE MEDI-COLLECT 100 -134°C



| Código | Descripción |
|---------|---|
| K301065 | Frasco solo de MEDI-COLLECT 100 - 134°C |
| K301066 | Tapa con roscado (G1/2') MEDI-COLLECT 100 |
| K294409 | Juntas de frasco/tapa 134°C MEDI-COLLECT 100 (bolsa de 10) |
| K294410 | Juntas de entrada para racor G1/2' MEDI-COLLECT 100 (bolsa de 10) |
| K291603 | Filtros de MEDI-COLLECT 100 (bolsa de 10) |

MEDI-COLLECT 300 500 -121°C



| Código | Descripción |
|---------|--|
| K291531 | Frasco de seguridad 300 ml Medi-collect 300 |
| K291554 | Frasco de seguridad 300 ml Medi-collect 300 con filtro antibacteriano |
| K291657 | Frasco de seguridad 500 ml Medi-collect 500 con filtro antibacteriano |
| K291613 | Filtro antibacteriano para Medi-collect 300 (lote de 50 filtros Ø50mm) |

MEDI-COLLECT 2 LITROS -134°C



| Código | Descripción |
|-----------|--|
| K291620ML | Frasco de 2 litros, tapadera de policarbonato a presión - tapa en acero inoxidable (a presión) |
| K291620 | Frasco de 2 litros, tapadera de policarbonato para enroscar |

MEDI-COLLECT 2 Y 4 LITROS -121°C



| Código | Descripción |
|-----------|---|
| K291530 | Frasco de 2 litros, tapadera de policarbonato para enroscar |
| 325196757 | Frasco de 4 litros, tapadera de policarbonato a presión |

FRASCO RECOLECTOR CON BOLSA DESECHABLE



| Código | Descripción |
|-----------|---|
| 373113335 | Frasco soporte para bolsas de 1 litro |
| 373234560 | Frasco soporte para bolsas de 2 litros |
| 325111944 | Tapa de Frasco soporte para bolsas desechables |
| 325111945 | Bolsa recolectora desechable 1 litro (1 pieza) |
| 325111946 | Bolsa recolectora desechable 2 litros (1 pieza) |
| 325111952 | Bolsa recolectora desechable 1 litro (20 piezas) |
| 373234559 | Bolsa recolectora desechable 2 litros (20 piezas) |